JADE の使用例(10) サーチマッチ(結晶相同定 5) 類似候補の表示

サーチマッチを行うと、「相リスト」タブに候補の相が表示されますが、それらの相の類似 データをデータベースから一括して呼び出すことができます。

●類似候補の表示

サーチマッチを行うと、下図のように「相リスト」タブに候補の一覧が表示されますが、ク ローバーマークの欄に1より大きい値が表示される相に関しては、データベースに類似デ ータが存在します。表示される値は、類似の相データの数です。

🔎 スキャン(1) 最近のファイル		🗳 相リスト (14)   ヒット	🏃 ピーク (28)   回折線 (32) 🔺 ブ						
<b>∀</b> #	相 ID (0)	化学式	PDF-#		DF-# 🗊 🔶 RIR		RIR	FOM (n)	
1	Rutile	TiO <sub>2</sub>	98-0	00-0375	٠	27	3.40	1.5 (12)	
2	Hematite	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98-0	00-0240	٠	57	3.18	4.6 (12)	
3	Chromium Titaniu	CrTiSbO <sub>6</sub>	00-0	50-0179	۰	3		6.5 (10)	
4	Hematite-proto	Fe <sub>1.9</sub> H <sub>.06</sub> O <sub>3</sub>	98-0	00-3251	٠	2	2.21	9.1 (11)	
5	Anatase, syn	Ti <sub>0.72</sub> O <sub>2</sub>	01-0	86-1157	٠	14	3.60	11.9 (07)	
6	Periclase	MgO	98-0	00-5761	٠	29	3.27	14.0 (03)	
7	Lithium Manganes	Li <sub>0.25</sub> Ti <sub>0.5</sub> Mn <sub>0.5</sub> O	04-0	16-9150	٠	5	2.74	17.2 (04)	
	Iron Titanium Anti	Tin on Fen 40 Sbn 40	04-0	20-5994		2	4.21	18.6 (09)	

類似の相データを表示するには、「相リスト」タブで相を選び、クローバーマークのアイコン(「類似の相を表示」機能)をクリックします。

	$\Delta d \pm 0\%  \Delta 2\theta \pm 0.12^\circ = <$	ጲ �=元素/化学	🕑 S/M -	× 7505	ック分	析 🧧	) =• .	BS 5% 🖄		2 🖻 🕯	<mark>- @ -</mark> § -	1) 相を相	黛索
● スキャン (1)   最近のファイル 👙 相リスト (25)   ヒット (0) 🤽 ピーク (28)   回折線 (41) 🛝 プロファイル (0)   色付()━ット 💽 💽 相を探索する_Q 🚸								89 🕞					
<b>√</b> #	ŧ 相 ID (0)	化学式		PDF-#	倒	+	RIR	FOM (n)	スケール <mark>(I)</mark>	۶٦٢ <b>(</b> گ)	結晶系 🗊	a (Å)	b ^
	Rutile	TiO <sub>2</sub>	04-	003-0648	٠	27	3.61	2.0 (13)	1.000	0.0:20 👯	夏似の相を表示	詳細を表決	7
	2 Hematite	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98-	000-0240	٠	57	3.18	4.6 (12)	0.400	-0.040	ヒットリストを入れ	かえるための	Dスクロール
	Chromium Titanium Ant	CrTiSbO <sub>€</sub>	00-	050-0179	ø	3		6.5 (10)	0.580	0.060°	正方晶系	4.5909	4.5
4	Hematite-proto	Fe <sub>1.9</sub> H <sub>.06</sub> O <sub>3</sub>	98-	000-3251	٠	0	2.21	9.1 (11)	0.340	-0.080°	六方晶系	5.0258	5.0
	5 Hematite-proto	Fe <sub>1.9</sub> H <sub>.06</sub> O <sub>3</sub>	98-	000-3252	٠	2	2.10	9.7 (10)	0.390	0.020°	六方晶系	5.0410	5.0
	6 Hematite	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	00-	001-1053	$\odot$	0		10.3 (10)	0.160	-0.020°	六方晶系	5.0280	5.0

「相リスト」タブが左右に二分割され、右側に「ヒットリスト」欄ができ、データベースの 類似データが表示されます。これらを「相リスト」に追加するには、追加したいものをダブ ルクリックするか、「相リスト」のスペースにドラッグ&ドロップします。

● スキャン(1) 最近のファイル 🇳 相リスト(25) ヒット(27)		<sup>え</sup> とーク(28)   回折線 (3	2) 🛦 プロファイ/	↓ <mark>(0)</mark>  色	2付け (0) 🛛 📑 🍷	- ■ 🕈 🖣 相を探索する 🔍 💖 🛛		
<b>∀</b> #	相 ID (0)	化学式	PDF-# ^ t	8 ID (27)		化学式	PDF-#	FOM (n) ^
1	Rutile	TiO <sub>2</sub>	04-003-064	Rutile		TiO <sub>2</sub>	98-000-0375	1.5 (12)
2	Hematite	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98-000-024( F	Rutile	3	TiO <sub>2</sub>	98-001-1857	1.7 (13)
3	Chromium Titanium Ant	t CrTiSbO <sub>6</sub>	00-050-017! F	Rutile		TiO <sub>2</sub>	98-000-6595	1.7 (13)
4	Hematite-proto	Fe <sub>1.9</sub> H <sub>.06</sub> O <sub>3</sub>	98-000-325 F	Rutile		TiO <sub>2</sub>	98-001-4284	1.8 (13)
5	Hematite-proto	Fe <sub>1.9</sub> H <sub>.06</sub> O <sub>3</sub>	98-000-325: F	Rutile		TiO <sub>2</sub>	98-001-1305	1.8 (13)
	Hematite	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	00-001-105: F	Rutile		TiO <sub>2</sub>	98-001-1023	1.9 (13)
7	Anatase, syn	Ti <sub>0.72</sub> O <sub>2</sub>	01-086-1157 F	Rutile		Ti_992O2	98-000-2757	1.9 (12)
8 🗌	Periclase	MgO	98-000-576 <sup>-</sup> F	Rutile		Ti <sub>.91</sub> Al <sub>.08</sub> Nb <sub>.01</sub> Cr <sub>.01</sub> O <sub>2</sub>	98-000-2756	2.1 (12)