

MIPAR™

Local ライセンス アクティベーションのご案内

以下のガイドをご参考に、**MIPAR**のアクティベーションを行ってください。


次のウィンドウは、ライセンスがアクティブでないMIPARを起動すると表示されます。このウィンドウには、メニューの「Help」から「Activate License」を選択して頂くと、いつでもアクセスできます。

1 システムのFingerprintを作成します

- **MIPAR**を起動します。
- Activation Windowが開かない場合は、Help > Activate Licenseを選択して下さい。
- **Local**をクリックして**Save Fingerprint**を選択し、C2V ファイルを保存します。

2 License Keyをダウンロード

- [License Key Download Page](#) が開きます。
- メールなどでご連絡差し上げている **Product Key** を入力して、**Login**ボタンをクリックします。
- 画面右上にある**Offline Activation** をクリックします。
- **UploadC2V** ボタンの隣にある、“...”を選択します。
- 保存した C2V ファイルを選択します。
- **Generate** をクリックします。
- 生成後に、**Download V2C File** をクリックします。



3 License Key のアクティベーション

- License Managerの [Activation Page](#) に移動します。
- **Choose File** を選択して、入手したV2C fileを選択します。
- **Apply File**をクリックすると、License Key がアクティブになります。

