

Checkpoint

Compliance by TotalLab



準拠

21 CFR Part 11 および GMP Annex 11 の要件を満たしています



パワフル

統合された AI 検出、業界標準を超える測定、自動レポート




フレキシブル

検出、測定、コンプライアンスの要件を満たすように構成可能です



直感的

数週間ではなく、数時間でトレーニングと運用が可能になります





コンプライアンス機能

ユーザーアクセス：チームの独自の構成に合わせて柔軟な権限グループを備えた専用のオペレーターおよびスーパーバイザーアカウント

電子サインオフ：チェックインされたプロジェクトを承認することで、分析ライフサイクルを完了できます

トレーサビリティ：完全なプロジェクトアクセスとステータスレポートを生成できます。



自動化機能

検出：ゼロショット検出モデル、内蔵のディープラーニングトレーナー、統合ツールセットにより、特徴部をこれまで以上に簡単に検出できます。

測定：幅広く柔軟な測定ツールボックスを使用して、新たな特性を特定します。

レポート：フォーマット済みでプロフェッショナルなレポートをすぐにご提供いたします。



Checkpointとは？

MIPAR自動画像解析ワークフローは、規制対象環境にも導入可能になりました。21 CFR Part 11およびGMP Annex 11への準拠も含まれます。



ワークフローはどのように開発および展開されますか？

検出、測定、レポート作成のワークフローは、MIPAR Analysis Software のサンドボックス環境で開発・最適化されます。その後、MIPAR Checkpoint を使用して、規制対象環境に展開されます。



特定のアプリケーションでのみ動作しますか？

いいえ、分析ワークフローは、サンプル準備、イメージング設定、検出および測定要件に対応するためにゼロから構築されています。MIPAR分析ソフトウェアを使用して開発された自動化ワークフローはすべて、MIPAR Checkpointを使用して導入できます。



IQ/OQ/PQ ドキュメントを提供していますか？

はい、ワークフロー固有のインストール、操作、パフォーマンス認定に関するドキュメントとトレーニングを提供しています。



どうすればアクセスできますか？

評価を開始するには、製品エキスパートにお問い合わせください。アプリケーションエンジニアがサポートいたします。



Learn more.

mipar.us/checkpoint

“ I’M SO PLEASED WITH MY
MIPAR EXPERIENCE ”

- Kirsten/Chemistry

“ I’M FASCINATED HOW
INTUITIVE YOUR PROGRAM IS ”

- Robert/Cardiology



NATIONWIDE
CHILDREN'S

GET IN TOUCH

Website: MIPAR.us
Email: sales@mipar.us
Phone: +1-614-407-4510
LinkedIn: MIPAR Image Analysis
Twitter: @MIPAR_Software



お問い合わせは、
国内販売代理店 株式会社ライトストーンまで
お知らせください
Tel 03-3864-5211 Email: sales@lightstone.co.jp