

MIPAR 体験版インストール手順(Mac 版)

画像解析ソフトウェア MIPAR の体験版をお申込みいただき有難うございます。

インストールプログラムの準備

下記のダウンロードページを開きます。

<https://www.lightstone.co.jp/mipar/learning.html#10>

※Mac 版を選択して、インストールプログラム

MIPAR_vXXXX_Installer_Mac.pkg をダウンロードして下さい。

(XXXX はバージョン名)

インストールプログラムの実行

キーボードの「Control」キーを押しながら、ダウンロードしたインストールプログラムの上でクリックして実行します。



※「Control」キーを押さずに
ダブルクリックすると、右の
メッセージが出て先に進めません。



インストールが開始されると、

最初に、右の画面が開きます。



「続ける」をクリックします。



使用許諾契約の画面が開きますので、
内容をご確認ください。



問題がなければ、「続ける」を
クリックします。

さらに「同意する」をクリックして進みます。




「インストール」をクリックして進みます。


PC のユーザ名とパスワードの入力を求められた場合は、入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックして進みます。



インストールが完了したら、
「閉じる」をクリックして
終了します。



MIPAR を起動して頂くと、Active License の画面が開きますので、「Trial」を選択し、体験版ライセンスキー、または開発元からメールで送られているプロダクトキーを入力してアクティベートを実行してください。



※一度 MIPAR をご利用頂いた PC では、2 回目の体験版はご利用頂けませんので、何卒ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社ライトストーン

MIPAR テクニカルサポート Eメール: tech@lightstone.co.jp

Tel: 03-3864-5212 (平日: 9時~18時) Fax: 03-3865-0050