


MIPAR 体験版インストール手順(Mac 版)

ライトストーン社の体験版お申し込みページからご申請頂くと、ご登録頂いたメールアドレスに、開始手順を記載したメールを開発元からお届けいたします。

もし、ご自分で直接申請されたい場合には、MIPAR 社の体験版 Web 申請ページ <https://www.mipar.us/trial.html> にアクセスして、お名前などの必要事項を英数字で入力してください。

「Operation System」は Mac を選択して「Get Free Trial」ボタンをクリックします。

Mac 用インストーラーのダウンロードが自動的に始まります。



The screenshot shows a registration form titled "Download a free trial of MIPAR." It includes a privacy notice, a 4.4/5 star rating, and several input fields: Name (First and Last), Email, Phone Number, Company / Organization, How will you be using MIPAR?, How did you hear about us?, How would you describe yourself?, and Operating System. A "Get Free Trial" button is highlighted with a red box at the bottom.

インストールプログラムのダウンロード

登録したメールアドレスに送られているメールに記載されているリンクボタンからダウンロードしてください。



ダウンロードページ : <https://www.mipar.us/download.html>

※Mac 版を選択して、インストールプログラム

MIPAR_vXXXX_Installer_Mac.pkg をダウンロードして下さい。

(XXXX はバージョン名)



インストールプログラムの実行

キーボードの「Control」キーを押しながら、ダウンロードしたインストールプログラムの上でクリックして実行します。

※「Control」キーを押さずにダブルクリックすると、右のメッセージが出て先に進めません。





インストールが開始されると、最初に、右の画面が開きます。「続ける」をクリックします。



使用許諾契約の画面が開きますので、内容をご確認ください。問題がなければ、「続ける」をクリックします。



さらに「同意する」をクリックして進みます。






「インストール」をクリックして進みます。

PCのユーザ名とパスワードの入力を求められた場合は、入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックして進みます。



インストールが完了したら、「閉じる」をクリックして終了します。




なお、インストールが完了すると、自動的に 14 日間の無料体験版ライセンスが適用されます。


※一度 MIPAR をご利用頂いた PC では、2 回目の体験版はご利用頂けませんので、何卒ご了承ください。

<体験版ライセンスが自動的に適用されない場合>

万が一、ライセンスが適用されない場合は、ご入力頂いたメールアドレスに届いたメールの本文に「Download License Key」とボタンがありますので、クリックして体験版用のライセンスキーをダウンロードしてください。




MIPAR を起動します。




「Trial」ボタンをクリックします。
その後、表示される「Activate」ボタンをクリックしてください。

Note:
これ以降の操作には、
インターネット接続が必要です。



ライセンスキーを指定するダイアログが開きますので、ダウンロードした体験版のライセンスキーを選び、「開く」ボタンを押します。

しばらく待ち、下図のように「Activation Successful」と表示されればライセンス認証は完了です。「Start」ボタンを押し、MIPAR を起動してください。



ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社ライトストーン

MIPAR テクニカルサポート Eメール: tech@lightstone.co.jp

Tel: 03-3864-5212 (平日: 9時~18時) Fax: 03-3865-0050