


MIPAR 体験版インストール手順(Windows 版)

ライトストーン社の体験版お申し込みページからご申請頂くと、ご登録頂いたメールアドレスに、開始手順を記載したメールを開発元からお届けいたします。

もし、ご自分で直接申請されたい場合には、MIPAR 社の体験版 Web 申請ページ <https://www.mipar.us/trial.html> にアクセスして、お名前などの必要事項を英数字で入力してください。

「Operation System」は Windows を選択して「Get Free Trial」ボタンをクリックします。

Windows 用インストーラーのダウンロードが自動的に始まります。



The screenshot shows a registration form titled "Download a free trial of MIPAR." It includes a privacy notice, a 4.4/5 star rating with a "Read Reviews" link, and several input fields: Name (split into First and Last), Email, Phone Number, Company / Organization, and three dropdown menus for "How will you be using MIPAR?", "How did you hear about us?", and "How would you describe yourself?". The "Operating System" dropdown is set to "Windows". A "Get Free Trial" button is highlighted with a red box at the bottom.

インストールプログラムのダウンロード

登録したメールアドレスに送られているメールに記載されているリンクボタンからダウンロードしてください。




ダウンロードページ : <https://www.mipar.us/download.html>

※Windows 版を選択して、インストールプログラム MIPAR_vXXXX_Installer_Win.exe をダウンロードして下さい。
(XXXX はバージョン名)

インストールプログラムの実行


ダウンロードしたインストールプログラムをダブルクリックして実行します。

最初に、右の Agreement ダイアログが開きますので、「I accept the agreement」を選択して、「Next」をクリックします。




展開先のフォルダパスを指定して、「Next」をクリックします。

※保存先の変更はなるべく行わないでください。




デスクトップにショートカットアイコンを作成する場合は、チェックを入れてください。

「Next」をクリックして進みます。




「Install」をクリックして進みます。



インストールの完了まで数分かかります。

「Finish」が表示されるまで、お待ちください。




「Finish」をクリックして頂きましたら、インストールは完了です。

なお、インストールが完了すると、自動的に 14 日間の無料体験版ライセンスが適用されます。


※一度 MIPAR をご利用頂いた PC では、2 回目の体験版はご利用頂けませんので、何卒ご了承ください。

<体験版ライセンスが自動的に適用されない場合>

万が一、ライセンスが適用されない場合は、ご入力頂いたメールアドレスに届いたメールの本文に「Download License Key」とボタンがありますので、クリックして体験版用のライセンスキーをダウンロードしてください。




ショートカットアイコンなどから、MIPAR を起動します。



「Trial」ボタンをクリックします。
その後、表示される「Activate」
ボタンをクリックしてください。


Note:

**これ以降の操作には、
インターネット接続が必要です。**



ライセンスキーを指定するダイアログが開きますので、ダウンロードした体験版のライセンスキーを選び、「開く」ボタンを押します。

しばらく待ち、下図のように「Activation Successful」と表示されればライセンス認証は完了です。「Start」ボタンを押し、MIPAR を起動してください。



ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社ライトストーン

MIPAR テクニカルサポート Eメール: tech@lightstone.co.jp

Tel: 03-3864-5212 (平日: 9時~18時) Fax: 03-3865-0050